


Sutura sintetica intrecciata e rivestita a rapido assorbimento (45 giorni)

Braided and coated synthetic suture short term absorption (45 days)

Sutura sintética trenzada y recubierta de absorción rápida (45 días)



# GLICOFIL® LAC FAST



## MOLECOLA

PGLA Copolimero di glicolide (90%) e lattide (10%).

## TIPO DI FILO

Sutura sintetica assorbibile intrecciata e rivestita a rapido assorbimento.

## COLORE

Viola (D&C Viola n.2 = C.I. 60725) o non colorato.

## DIAMETRI

### ED AGHI STANDARD

Diametri EP da 0,2 a 6; USP da 10/0 a 3&4.

Il Glicofil Lac Fast viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300, o AISI 400.

## RESISTENZA TENSILE

Dopo 5 gg dall'impianto residua ~ 50% della resistenza tensile, dopo 14 gg residua ~ 0% della resistenza tensile.

## ASSORBIMENTO

Completo entro il 45° giorno dall'impianto.

## INDICAZIONI

Nella riapprossimazione dei tessuti molli e/o dove sia richiesto un assorbimento rapido della sutura.



## COMPOSITION

PGLA Co-polymer of glycolide (90%) and lactide (10%).

## DESCRIPTION

Braided and coated synthetic short term absorption suture.

## COLOUR

Violet (D&C Violet n.2 = C.I. 60725) or undyed.

## SIZES AND

### STANDARD NEEDLES

EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.

Glicofil Lac Fast is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.

## TENSILE STRENGTH

After 5 days from implant ~ 50% of the tensile strength remains, after 14 days ~ 0%.

## ABSORPTION

Complete within 45 days.

## INDICATIONS

In soft tissues approximation, where a fast absorption of the suture is required. For instance circumcisions, skin wounds and oral mucosa membrane.



## MOLECULA

PGLA Copolímero de glicólida (90%) y lactida (10%).

## TIPO DE HILO

Sutura sintética absorbible trenzada y recubierta de absorción rápida.

## COLOR

Violeta a (D&C Violeta n.2 = C.I. 60725) o incoloro.

## DIÁMETRO Y AGUJAS

Diámetro EP de 0,2 a 6; diámetro USP de 10/0 a 3&4.

La sutura Glicofil Lac Fast se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400; también se monta en agujas de desenganche rápido, lo cual se realiza con un simple movimiento del porta-agujas.

## FUERZA TENSIL

Después de 5 días de implantación mantiene ~ 50% de la resistencia ténsil, después de 14 días ~ 0% de la resistencia ténsil.










## ABSORCIÓN

La reabsorción completa del material se produce a los 45 días.


## INDICACIONES

En cirugía general, torácica, ortopédica, ginecología, neurología, en la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesite una sutura quirúrgica absorbible.


## ⊙ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.






AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 17	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	5-0	1	FX374LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4-0	1,5	FW375LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3-0	2	FV373LR	36
 HR 22	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4-0	1,5	FW371LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3-0	2	FV389LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2-0	3	FU397LR	36
 HR 26	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	4-0	1,5	FW378LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3-0	2	FV386LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2-0	3	FU395LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	0	3,5	FS412LR	36
 HRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2-0	3	FU799LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	0	3,5	FS797LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	1	4	FR801LR	36
 HR 30	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	2-0	3	FU246LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	FS248LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	FR249LR	36
 HR 37	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	3-0	2	FV391LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	2-0	3	FU401LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	75	0	3,5	FS423LR	36
 HRG 37 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	2-0	3	FU440LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	FS464LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	FR465LR	36
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	FS445LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	FR458LR	36
 HRG 48 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	FS414LR	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	FR479LR	36


## ▼ 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.





AGO, NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HSG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	FR579LR	36

# GLICOFIL® LAC FAST



▼ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.						
AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 36	Non colorato - Undyed - Incolore	90	2 - 0	3	FU774LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS782LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	FR783LR	36

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.						
AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 13	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	FW518LR	36
 DS 16	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	FW500LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FV528LR	36
 DS 19	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	FW515LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FV516LR	36
 DS 24	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FV533LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	FU534LR	36
 DS 30	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS552LR	36

▼ 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.						
AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 17	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	FW760LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FV766LR	36

▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.						
AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 11	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6 - 0	0,7	FY484LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	FX487LR	36
 DSMP 13	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	FX489LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	FW492LR	36
 DSMP 19	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	FW812LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3 - 0	2	FV526LR	36
 DSMP 24	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3 - 0	2	FV523LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	2 - 0	3	FU871LR	36

## ⊙ 5/8 C. CILINDRICO - TAPER 5/8 C. - CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 FRG 36 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	FU432LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	FS433LR	36
 FRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	FS447LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	1	4	FR446LR	36


## ▼ RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 51	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FV544LR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	FU545LR	36





## FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HILOS PRECORTADOS

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
	Non colorato - Undyed - Incolore	3 x 45	4 - 0	1,5	FWPLR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	3 x 45	3 - 0	2	FVPLR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	3 x 45	2 - 0	3	FUPLR	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	3 x 45	0	3,5	FSPLR	36

## FILI LIBERI - NON NEEDED THREADS - HILOS SIN AGUJA

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 Bobina - Spool - Bobina	Non colorato - Undyed - Incolore	250	4 - 0	1,5	FWLR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore	250	3 - 0	2	FVLR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore	250	2 - 0	3	FULR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore	250	0	3,5	FSLR	12
	Non colorato - Undyed - Incolore	250	1	4	FRLR	12

# GLICOFIL® LAC FAST

KIT PER EPISIORRAFIA - EPISIOTOMY REPAIR - KIT PARA EPISIOTOMIA						
AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
  DS 24	3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C. Non colorato - Undyed - Incoloro	70	2 - 0	3	KEP001LR	12
  HRS 40 - rinforzato, heavy, reforzada	1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. TAPER-CUTTING 1/2 C. Non colorato - Undyed - Incoloro	2x90	0	3,5		