


Sutura sintetica monofilamento a rapido assorbimento (50-60 giorni)

Synthetic monofilament suture short term absorption (50-60 days)

Sutura sintética monofilamento de absorción rápida (50-60 días)



MONOFIL® FAST



MOLECOLA

Poli (glicolide-co-ε-caprolattone).

TIPO DI FILO

Sutura sintetica assorbibile monofilamento a rapido assorbimento.

COLORE

Non colorato.

DIAMETRI

ED AGHI STANDARD

Diametri EP da 0,2 a 6; USP da 10/0 a 3&4.

Il Monofil Fast viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.

RESISTENZA TENSILE

Dopo 5 gg dall'impianto permane ~ 48-55% della resistenza tensile, dopo 10 gg ~ 25% della resistenza tensile, dopo 20 gg ~ 2% della resistenza tensile.

ASSORBIMENTO

Completo entro 50-60 giorni dall'impianto.

INDICAZIONI

Nella riapprossimazione dei tessuti molli e/o dove sia richiesto un assorbimento rapido della sutura.



COMPOSITION

Poly (glycolide-co-ε-caprolactone).

DESCRIPTION

Synthetic monofilament short term absorption suture.

COLOUR

Undyed.

SIZES AND

STANDARD NEEDLES

EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.

Monofil Fast is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.

TENSILE STRENGTH

After 5 days from implant ~ 48-55% of the tensile strength remains, after 10 days ~ 25%, after 20 days ~ 2%.

ABSORPTION

Complete within 50-60 days.

INDICATIONS

In soft tissues approximation, where a fast absorption of the suture is required.



MOLÉCULA

Poli (glicólida-co-ε-caprolactona).

TIPO DE HILO

Sutura sintética absorbible monofilamento de absorción rápida.

COLOR

Incoloro.

DIÁMETRO Y AGUJAS

Diámetro EP de 0,2 a 6; USP de 10/0 a 3&4.

El Monofil Fast se presenta montada con agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400.

FUERZA TENSIL

Después de 5 días de implantación mantiene ~ 48-55% de la fuerza tensil, ~ 25% después de 10 días, ~ 2% después de 21 días.









ABSORCIÓN

Completa a los 50-60 días de la implantación.


INDICACIONES

En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesite una absorción rápida de la sutura.

☉ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.



AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 17	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4-0	1,5	FW375Q	36
 HR 22	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3-0	2	FV389Q	36
 HR 26	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4-0	1,5	FW378Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3-0	2	FV386Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2-0	3	FU395Q	36
 HRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3-0	2	FV802Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2-0	3	FU799Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	FS797Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	1	4	FR801Q	36
 HR 30	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2-0	3	FU246Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	FS248Q	36
 HRG 37 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	3-0	2	FV798Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	2-0	3	FU440Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS464Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	FR465Q	36
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2-0	3	FU800Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS445Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	FR458Q	12
 HRG 48 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS414Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	FR479Q	12

● 1/2 C. CILINDRICO PUNTA SMUSSA - ROUND BLUNT POINT 1/2 C. - CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.





AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HN 64	Non colorato - Undyed - Incolore	75	1	4	FR887Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	0	3,5	FS730Q	36

MONOFIL® FAST

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 19	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	FW515Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FW516Q	36
 DS 24	Non colorato - Undyed - Incolore	70	3 - 0	2	FW533Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	FU534Q	36

▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 11	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6 - 0	0,7	FY484Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	FX487Q	36
 DSMP 13	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6 - 0	0,7	FY488Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	FX489Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	FW492Q	36
 DSMP 19	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	FX505Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	FW812Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FW526Q	36
 DSMP 24	Non colorato - Undyed - Incolore	75	4 - 0	1,5	FW522Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	3 - 0	2	FW523Q	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	FU871Q	36



⊙ 5/8 C. CILINDRICO - TAPER 5/8 C. - CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 FRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	75	2 - 0	3	FU429Q	36


FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HILOS PRECORTADOS

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
	Non colorato - Undyed - Incolore	6 x 45	2 - 0	3	FUPQ	12

KIT PER EPISIORRAFIA - EPISIOTOMY REPAIR - KIT PARA EPISIOTOMIA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 24	3/8 C. Triangolare - Cutting Edge 3/8 C. - Triangular 3/8 C. Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	KEP001Q	12
 HRSG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	1/2 C. Taper-Cutting - Taper-Cutting 1/2 C. Taper-Cutting 1/2 C. Non colorato - Undyed - Incolore	2x90	0	3,5		

FILI LIBERI - NON NEEDED THREADS - HILOS SIN AGUJA

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 Bobina - Spool - Bobina	Non colorato - Undyed - Incolore	150	3 - 0	2	FVQ	12
	Non colorato - Undyed - Incolore	150	2 - 0	3	FUQ	12
	Non colorato - Undyed - Incolore	150	0	5	FSQ	12