


Sutura sintetica monofilamento a medio assorbimento (90-120 giorni)









Synthetic monofilament suture mid term absorption (90-120 days)

Sutura sintética monofilamento de absorción media (90-120 días)



	<b>MOLECOLA</b>	Poli (glicolide-co-ε-caprolattone).
	<b>TIPO DI FILO</b>	Sutura sintetica monofilamento a medio assorbimento.
	<b>COLORE</b>	Viola (D&C Violet n.2=C.I. 60725) o non colorato.
	<b>DIAMETRI ED AGHI STANDARD</b>	Diametri EP da 0,2 a 6; USP da 10/0 a 3&4. Il Monofil viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400.
	<b>RESISTENZA TENSILE</b>	Dopo 7 gg dall'impianto permane ~ 50%, dopo 14 gg ~ 20%.
	<b>ASSORBIMENTO</b>	Completo entro 90-120 giorni dall'impianto.
	<b>INDICAZIONI</b>	Nella riapprossimazione dei tessuti molli e/o dove sia richiesto un assorbimento medio della sutura.
	<b>COMPOSITION</b>	Poly (glycolide-co-ε-caprolactone).
	<b>DESCRIPTION</b>	Synthetic monofilament mid term absorption suture.
	<b>COLOUR</b>	Violet (D&C Violet n.2=C.I. 60725) or undyed.
	<b>SIZES AND STANDARD NEEDLES</b>	EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4. Monofil is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles.
	<b>TENSILE STRENGTH</b>	After 7 days from implant it retains ~ 50% and after 14 days it retains ~ 20%.
	<b>ABSORPTION</b>	Complete within 90-120 days.
	<b>INDICATIONS</b>	In soft tissues approximation, where a mid absorption of the suture is required.
	<b>MOLÉCULA</b>	Poli (glicólida-co-ε-caprolactona).
	<b>TIPO DE HILO</b>	Sutura sintética absorbible monofilamento de absorción media.
	<b>COLOR</b>	Violeta (D&C Violet n.2=C.I. 60725) o incoloro.
	<b>DIÁMETRO Y AGUJAS</b>	Diámetro EP de 0,2 a 6; USP de 10/0 a 3&4. El Monofil se presenta montada con agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400.
	<b>FUERZA TENSIL</b>	Después de 7 días de implantación retiene ~ 50% de la fuerza tensil, ~ 20% después de 14 días.
	<b>ABSORCIÓN</b>	Completa a los 90-120 días de la implantación.
	<b>INDICACIONES</b>	En la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesite una absorción media de la sutura.




**⊙ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 13	Viola - Violet - Violeta	70	6-0	0,7	FY355F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	5-0	1	FX365F	36
 HR 17	Non colorato - Undyed - Incolore	70	5-0	1	FX374FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	4-0	1,5	FW375FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	3-0	2	FV373FW	36
	Viola - Violet - Violeta	70	5-0	1	FX374F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	4-0	1,5	FW375F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	3-0	2	FV373F	36
 HR 22	Viola - Violet - Violeta	70	4-0	1,5	FW371F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	3-0	2	FV389F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2-0	3	FU397F	36
 HR 26	Non colorato - Undyed - Incolore	70	4-0	1,5	FW378FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	3-0	2	FV386FW	36
	Viola - Violet - Violeta	70	4-0	1,5	FW378F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	3-0	2	FV386F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2-0	3	FU395F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	FS412F	36
 HRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2-0	3	FU799FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	0	3,5	FS797FW	36
	Viola - Violet - Violeta	70	3-0	2	FV802F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2-0	3	FU799F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	FS797F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	1	4	FR801F	36
 HR 30	Viola - Violet - Violeta	70	3-0	2	FV245F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2-0	3	FU246F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	FS248F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	1	4	FR249F	36
 HR 37	Viola - Violet - Violeta	70	2-0	3	FU401F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	FS423F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	1	4	FR424F	36
 HRG 37- rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	70	3-0	2	FV798FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2-0	3	FU440FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS464FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	1	4	FR465FW	36
	Viola - Violet - Violeta	70	3-0	2	FV798F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2-0	3	FU440F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	FS464F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	1	4	FR465F	36




## ⊙ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	0	3,5	FS445FW	36
	Viola - Violet - Violeta	90	2 - 0	3	FU800F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	FS445F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	1	4	FR458F	36
 HRG 48 - rinforzato, heavy, reforzada	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	FS414F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	1	4	FR479F	36




## ● 1/2 C. CILINDRICO PUNTA SMUSSA - ROUND BLUNT POINT 1/2 C. - CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HN 35	Non colorato - Undyed - Incoloro	70	0	3,5	FS828FW	36
 HN 40	Non colorato - Undyed - Incoloro	90	1	4	FR830FW	36
	Viola - Violet - Violeta	90	1	4	FR830F	36
 HN 50	Viola - Violet - Violeta	90	1	4	FR832F	36

## ⊖ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 26	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	FU772F	36
 HRS 36	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	FU774F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	FS782F	36
	Viola - Violet - Violeta	90	1	4	FR783F	36
 HRS 36 - rinforzato, heavy, reforzada	Viola - Violet - Violeta	90	0	3,5	FS780F	36
	Viola - Violet - Violeta	90	1	4	FR787F	36






**▼ 1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HS 23	Non colorato - Undyed - Incolore	70	3 - 0	2	FV541FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	FU542FW	36
	Viola - Violet - Violeta	70	3 - 0	2	FV541F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	FU542F	36
 HSG 36 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	FU572FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	0	3,5	FS573FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	1	4	FR574FW	36
	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	FU572F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	FS573F	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	90	0	3,5	FS578FW	36
 HSG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Non colorato - Undyed - Incolore	90	1	4	FR579FW	12
	Viola - Violet - Violeta	90	0	3,5	FS578F	36



**⊙ 3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 17	Viola - Violet - Violeta	70	5 - 0	1	FX383F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	4 - 0	1,5	FW362F	36
 DR 22	Viola - Violet - Violeta	70	4 - 0	1,5	FW864F	36





**▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 11	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6 - 0	0,7	FY484FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	FX487FW	36
 DSMP 13	Non colorato - Undyed - Incolore	45	6 - 0	0,7	FY488FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	FX489FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	FW492FW	36
	Viola - Violet - Violeta	45	5 - 0	1	FX489F	36
 DSMP 16	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	FX511FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	FW870FW	36
 DSMP 19	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	FX505FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	FW812FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3 - 0	2	FV526FW	36
 DSMP 24	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	FW522FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	3 - 0	2	FV523FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	FU871FW	36




## 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 13	Non colorato - Undyed - Incolore	45	5 - 0	1	FX757FW	36
 DRS 17	Non colorato - Undyed - Incolore	45	4 - 0	1,5	FW760FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	45	3 - 0	2	FV766FW	36

## 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 16	Non colorato - Undyed - Incolore	70	4 - 0	1,5	FW500FW	36
 DS 19	Non colorato - Undyed - Incolore	70	5 - 0	1	FX517FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	4 - 0	1,5	FW515FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	3 - 0	2	FV516FW	36
 DS 24	Non colorato - Undyed - Incolore	70	4 - 0	1,5	FW532FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	3 - 0	2	FV533FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	FU534FW	36
 DS 30	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	FU539FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	0	3,5	F5552FW	36

## 5/8 C. CILINDRICO - TAPER 5/8 C. - CILÍNDRICA 5/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 FRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	FU429F	36
 FRG 36 - rinforzato, heavy, reforzada	Viola - Violet - Violeta	70	2 - 0	3	FU432F	36
	Viola - Violet - Violeta	70	0	3,5	FS433F	36
 FRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada	Viola - Violet - Violeta	90	0	3,5	FS447F	36

## RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 60	Non colorato - Undyed - Incolore	70	3 - 0	2	FV563FW	36
	Non colorato - Undyed - Incolore	70	2 - 0	3	FU564FW	36


**1/4 C. SPATOLA - SPATULA 1/4 C. - ESPÁTULA 1/4 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 VLM 9	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	6-0	0,7	FY288FW	36

**FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HILOS PRECORTADOS**

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
	Viola - Violet - Violeta	6 x 45	2-0	3	FUPF	12
	Viola - Violet - Violeta	6 x 45	0	3,5	FSPF	12
	Viola - Violet - Violeta	6 x 45	1	4	FRPF	12

**FILI LIBERI - NON NEEDLED THREADS - HILOS SIN AGUJA**

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 Bobina - Spool - Bobina	Non colorato - Undyed - Incoloro	250	3-0	2	FVFW	12
	Non colorato - Undyed - Incoloro	250	2-0	3	FUFW	12
	Non colorato - Undyed - Incoloro	250	0	3,5	FSFW	12